

**Finalidade:**

Cesta de transferência. Ajuda a incorporar e/ou transferir o paciente. Cuidadosamente desenhado para cobrir as necessidades do utilizador em função da sua patologia, é um elemento essencial para transferências de e para cama, banheira ou mesmo do chão. É muito resistente e permite que a sua transferência seja realizada com o máximo conforto e segurança, tanto para o utilizador como para o cuidador. Indicado para colocação em Grua.

**Características:**

Composição

100% poliéster.

Correia e pegas de polipropileno.

**Dimensões:** Universal (ver imagem)

**Cor:** Vermelho

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** 306700

**Marca:** UBIO

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** UBIOTEX España S.L.

**Morada do fabricante:**

C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:**

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR

qualidade@gerimais.com. - qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:**

Lavar regularmente à mão ou lavar à máquina a 40°C no máximo. Secar horizontalmente sem exposição a fontes de calor.

**Instruções de Utilização:**

Estas cestas de transferência foram desenvolvidas com o objetivo de servir perfeitamente os utilizadores oferecendo-lhes um ótimo apoio e de serem de fácil colocação pensando nas pessoas que os assistem. O paciente é colocado sentado na cesta com a ajuda de um profissional.

**Imagens do Artigo:**