

**Finalidade:** Acessórios para a mesa de massagem Sissel Portátil. É feita de um amortecimento suave com cantos redondos e oferece um tempo de tratamento confortável para o paciente.

**Características:** Camada superior de espuma de memória viscoelástica (para conforto) colada a uma camada de espuma de alta densidade (para estabilidade) para produzir uma cama de espuma durável. Superfície de PU lavável, sem PVC. Peças de madeira feitas de madeira maciça e laminada, faia. 5 cm de acolchoamento. Apoio de cabeça e de braços disponíveis

**Cor:** Azul

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Modelo:** 300.101

**Marca:** SISSEL

**Fabricante:** SISSEL GmbH

**Morada do fabricante:**

Bruchstr. 48 - 67098 Bad Dürkheim Deutschland (Alemanha)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Avenida dos Combatentes N. 96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:**

Antes de usar, cubra a superfície com uma toalha macia ou uma cobertura adaptada.

Limpar a mesa com sabão neutro ou um desinfetante suave que não contenha mais de 30% de álcool. Aplicar com um pano húmido e depois secar com uma limpa. Não expor à luz solar direta, manter afastado de objetos cortantes.

**Instruções de Utilização:**

Ideal para massagem de parceiro após um dia de trabalho duro.

Áreas de aplicação:

- Massagem
- Tratamentos de bem-estar ou de beleza

**Imagens do Artigo:**

