

2 EM 1

Finalidade: Cunha Especial 2 em 1 confortável para sentar-se de forma saudável e ergonómica com o adicional de alívio direccionado da tensão no sacro e no cóccix. A cunha é uma ajuda à postura correcta porque é inclinada e, portanto, posiciona os joelhos abaixo da pélvis. Esta postura corrige muitos problemas relacionados com a postura e alivia a pressão sobre a coluna vertebral e intervertebral. As duas depressões para os ossos sentados melhoram a ergonomia. O material confortável faz com que o cunha agradável de usar e a base antiderrapante garante estabilidade.

Características: Material: Espuma de poliuretano com um recorte de espuma visco elástica. Capa: Poliéster com uma base em PVC antiderrapante.

Medida: 43 x 40 x 9 cm

Cor: Azul – 120.021
Cinzento – 120.022

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Regulamento: (EU) 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: 120.021 , 120.022

Marca: SISSEL

Declaração de conformidade: (EU) 2017/745

Fabricante: SISSEL GmbH

Morada do fabricante:

Bruchstr. 48 - 67098 Bad Dürkheim Deutschland
(Alemanha)

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão
Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior
2040-357 RIO MAIOR
qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Capa lavar à mão ou na máquina com detergente não abrasivo a baixa temperatura ou com um desinfetante. Evitar a exposição solar direta ou superfícies quentes.

Instruções de Utilização:

Para utilização em reabilitação, fisioterapia e em casa para muitas indicações médicas. Estas incluem o tratamento, alívio e prevenção de desequilíbrios musculares relacionados com a postura e dores nas costas, treino de equilíbrio e exercícios de gravidez (as aplicações terapêuticas só devem ser realizadas sob supervisão ou instrução de profissionais). 2 em 1 tem um recorte removível para o cóccix. É, portanto, particularmente adequada para utilização após operações (sacro ou cóccix) Também para utilização por doentes que sofrem de pressão ou dor significativa sensibilidade nestas áreas (anomalia anatómica do cóccix, etc.)

Imagens do Artigo: