

**Finalidade:** É a versão moderna do clássico quadro de equilíbrio concebido para melhorar o equilíbrio e a coordenação e para fortalecer os músculos. É um disco de plástico cheio de ar com saliências para estimular a sola dos pés e melhorar a sensibilidade, e também pode ser utilizado para exercícios sentados. Para a promoção orientada de reações proprioceptivas.

**Características:** PVC robusto, sem ftalatos para encher com ar.

Peso máximo do utilizador: 130 kg

**Medida:** 34 cm

**Cor:** Vermelho – 162.030  
Azul – 162.031

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Regulamento:** (EU) 2017/745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** 162.030, 162.031

**Marca:** SISSEL

**Declaração de conformidade:** (EU) 2017/745

**Fabricante:** SISSEL GmbH

**Morada do fabricante:**

Bruchstr. 48 67098 Bad Dürkheim Deutschland  
(Alemanha)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:**

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona  
Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR -  
qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:**

Limpar com um pano húmido com detergente não abrasivo ou um desinfetante. Evitar a exposição solar direta ou superfícies quentes.

### Instruções de Utilização:

Exercícios de equilíbrio, melhoria da coordenação, resolução dos problemas de consciência corporal e dos desequilíbrios musculares associados. Apoio terapêutico no tratamento de perturbações neurológicas. No tratamento reabilitativo, preparatório e preventivo das instabilidades e desalinhamentos das articulações do tornozelo e joelho.

Restrições: Pacientes com condições ou dores não diagnosticadas, e com fracturas instáveis. Recomendamos a utilização do Balancefit® apenas sob as instruções ou sob a supervisão de profissionais de saúde.

### Imagens do Artigo:

