

Finalidade:

A Âncora da Porta de Sissel é uma âncora flexível para montagem de bandas e tubos de fitness. Este laço de nylon negro com anti-puxão através de batente oferece treino de alvo do ombro, músculos do braço, tronco e pernas e pode ser usado em fitness e terapia.

Características:

Fita de nylon negro com batente de plástico.

Medida: 15 x 3cm

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Classificação: Classe I

Modelo: 163.029

Marca: SISSEL

Fabricante: SISSEL GmbH

Morada do fabricante:

Bruchstr. 48 - 67098 Bad Dürkheim Deutschland
(Alemanha)

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona
Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR -
qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Se estiver sujo, lavar a faixa com água limpa. Não expor à luz solar direta, manter afastado de objetos cortantes.

Instruções de Utilização:

Âncora de porta é uma ferramenta prática para a expansão do treino com tubos e bandas de resistência. Laço de nylon preto com batente anti-puxão. Versátil para extensão de treino em fitness e terapia. Montagem fácil por aperto na porta, colocação de porta variável: topo, lado, fundo. Treino orientado: ombro, músculos do antebraço, tronco, perna.

Nota: Recomenda-se atenção ao efetuar o treino, a porta deve estar bem fechada.

Imagens do Artigo: