

Finalidade:

Este Jogo de Tubos de Espuma adaptam-se aos seus vários utensílios, a fim de aumentar suavemente a pega graças ao seu desenho de espuma macia. Esta variedade de 6 tubos de espuma foi projetada para fornecer uma melhor aderência e, portanto, melhor controle para pessoas com pouca coordenação, força ou habilidade em agarrar objetos. Práticos, são posicionados em torno de talheres, canetas, escovas de dentes ou outros utensílios. Eles podem, portanto, ser cortados no tamanho desejado

Características:

Espuma, 100% poliuretano

O conjunto de 6 é composto por :

- 2 peças cinzentas (diam. interior 6, exterior 25 mm).
- 2 peças verdes de maçã (diam. interior 9, diam. exterior 29 mm).
- 2 peças verdes (diam. interior 19, exterior 29 mm)

Dimensões: 30 cm de comprimento

Cor: Verde; Verde Maça e Cinzento

Modelo:
817029

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva:

Classificação:

Marca: Identités

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint
Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,
nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357
RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Higiênico, a camada externa é antiderrapante e pode ser limpa com água e sabão.

Instruções de utilização:

Esta variedade de 6 tubos de espuma foi projetada para fornecer uma melhor aderência e, portanto, melhor controle para pessoas com pouca coordenação, força ou habilidade em agarrar objetos. Práticos, são posicionados em torno de talheres, canetas, escovas de dentes ou outros utensílios. Eles podem, portanto, ser cortados no tamanho desejado

Imagens do Artigo: