





PRODUTO PATENTADO Desenvolvido em parceria com ergoterapeutas (IME, MAS, centros de reabilitação, CHU...)



Pequena mesa de 5 mm = boa continuidade



DESTINO

Apoio de braço universal e móvel para todos os tipos de mesas, cuja função principal é assegurar a correcção da postura.

APRESENTAÇÃO

- 1 JUMBOREST consiste em : 1 prateleira + 1 braço multi-posições + 1 almofada de ajuste de parafuso
- + 1 conjunto de instruções de utilização
- Dimensões dos componentes :
- Prateleira: largura grande 290 mm x largura pequena 160 mm x comprimento 280 mm
- Braços: bordos aceites da mesa \leq 100 mm / por baixo do deslize da mesa 180 mm
- Materiais: Tecno-polímero injectado com elevadas propriedades mecânicas, para alta resistência ao impacto e conformidade com os regulamentos de higiene.

MONTAGEM

- O braço permite 3 posições de montagem para assegurar a compatibilidade com cadeiras com apoios de braços.
- Uma almofada de ajuste de parafuso (instalada na extremidade do braço) assegura a compatibilidade com mesas de diferentes espessuras (de 20 a 40mm).
- Bloqueio opcional do JUMBOREST à mesa com uma pinça de parafuso disponível a pedido.

BENEFÍCIOS

- Instalação muito rápida e alta estabilidade
- O braço multi-posições pode ser desmontado por um simples clip (não são necessárias ferramentas) para facilitar o manuseamento e transporte, para que possa ser utilizado em qualquer lugar (instituto, casa, restaurante, estação de computadores, etc.).
- A utilização de 2 JUMBOREST substitui as dispendiosas mesas dentadas e/ou prateleiras entalhadas.
- Compatível com todos os tipos de mesas no mercado (grossas, redondas, quadradas, mesas com bordas, adaptadores hospitalares, etc.)
- As superfícies em contacto com a mesa são antiderrapantes e laváveis.
- O tampo da mesa é ligeiramente mais espesso do que o resto da mesa para permitir um movimento suave.

Cores: Branco e Preto

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.