

Finalidade:

Protetor de colchão impermeável. Protege o colchão contra possíveis derrames e fugas, manchas, etc. De fatores externos, sejam eles provenientes do utilizador ou do exterior.

Características:

Saniluxe poliuretano: 60% poliéster 40% poliuretano. À prova de água, Impermeável, agradável ao toque, Anti bactérias, Anti fungos, retardador de chama m1, Anti odor, Anti manchas, respirável, macio e lavável.

Cor: Azul

Medidas: 150 x 190 x 20

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 207205

Marca: UBIO

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante:

C/ Fraga Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Proteger p produto da exposição solar e da humidade. Manter o produto na sua embalagem original até estar pronto para ser utilizado. Requer uma manutenção mínima, é suficiente passar um pano húmido. Pode ser lavado à mão ou à máquina até 90°C. Não utilizar lixívia. Não utilizar produtos corrosivos, decapantes, solventes ou objetos cortantes em contacto direto com o tecido. Inspeccionar regularmente o produto

Instruções de Utilização:

Recomendado como medida para proteger o colchão contra derrames de líquidos e outras substâncias. Para proteção do colchão de manchas e sujidade

Imagens do Artigo: