

**Finalidade:**

A placa de transferência Ergo foi desenvolvida para tornar as transferências mais seguras e fáceis. Seu formato curvo facilita a contornar obstáculos. Estão equipados com 2 recortes para prender nos braços da cadeira. A parte inferior é reforçada para acomodar pessoas mais pesadas. As 2 extremidades na parte inferior são moldadas com um material antiderrapante, permitindo a transferência de superfícies lisas.

**Características:**

Peso: 1,9 Kg

Peso máximo do utilizador: 190Kg

Superfície antiderrapante, material plastificado ultra-resistente

**Dimensões:**

76 (comprimento) x 24,5 (largura) x 1,2cm (altura)

**Cor:** Cinzento azul

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:****Classificação:**

**Modelo:** 815066

**Marca:** Identités

**Fabricante:** Identités

**Morada do fabricante:** ZA Pole 49 – Bd de la Chanterie. 49480 Saint Barthélemy d'Anjou, France - [www.identites.eu](http://www.identites.eu)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Distribuidor: Gerimais, Lda :Rua Francisco Botão Pereira, nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior. 2040-357 Rio Maior-[qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:**

Utilize um pano húmido com um produto não abrasivo e não corrosivo para limpar peças plásticas e metálicas. Não utilize produtos de limpeza que possam riscar a scooter.

**Instruções de utilização:**

Garantir que ambas as pontas se encontram bem apoiadas antes de iniciar a transferência.

**Imagens do Artigo:**