

**Finalidade:**

Garfo especial e flexível, que pode ser torcido para o ângulo mais adequado para o utilizador (limitado a algumas torções sucessivas). A sua forma ergonómica facilita uma boa aderência. Torna-se mais fácil de comer uma refeição segurando o utensílio mais facilmente.

**Características:**

O cabo é feito de termoplástico (borracha moldada) coberto com um material macio e naturalmente antiderrapante. O Garfo é em Aço inoxidável  
Peso: 105gr.

**Dimensões:**

Comprimento do Utensílio: 20,5cm  
Comprimento da Lâmina: 9,2cm  
Comprimento Pega/Cabo: 11cm

**Cor:** Preto e Aço Inox

**Modelo:** 813248

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:**

**Classificação:**

**Marca:** Identités

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** Identités

**Morada do fabricante:** ZA Pole 49 - 49480 Saint  
Sylvain d'Anjou, France - [www.identites.eu](http://www.identites.eu)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira,  
nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357  
RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:**

Higiênico, a camada externa é antiderrapante e pode ser limpa com água e sabão.

**Instruções de utilização:**

A sua forma ergonómica facilita uma boa aderência. Torna-se mais fácil de comer uma refeição segurando o utensílio mais facilmente.

**Imagens do Artigo:**