

## CADEIRA DE RODAS

### Finalidade:

Protector de encosto acolchoado com viscoelástico com viscoelástico. Antiescaras, confortável e reversível.

### Características:

Poliuretano Saniluxe: 60% poliéster e 40% poliuretano.

Núcleo de viscoelástica, espuma de poliuretano. Prende com cinta.

**Dimensões:** 42 x 40 x 3 cm

**Cor:** Preto

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** 106115

**Marca:** UBIO

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** UBIOTEX España S.L.

**Morada do fabricante:** C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Avenida dos Combatentes N.º96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - qualidade@gerimais.com.

### Manutenção e armazenamento:

Lavagem manual ou mecânica com produtos não abrasivos a uma temperatura máxima de 30°C. Não usar lixívia ou branqueadores. Não passar a ferro.

**Importante:** Não molhar a espuma viscoelástica

### Instruções de utilização:

Protector de encosto acolchoado com viscoelástico com viscoelástico. Antiescaras, confortável e reversível, para utilização em cadeiras ou cadeiras de rodas.

### Imagens do Artigo:

