

**Finalidade:** Capa para almofada de condrodermatite em fibra de bambu, antibacteriano. Indicada para lesões que aparecem no pavilhão auricular quando estas zonas recebem pressão prolongada na orelha.

**Características:** 30% Bambu, 70% poliéster

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Bege

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** capa 116900 para almofada 116100

**Marca:** UBIO

**Dimensões:** 50x42x11 cm

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** UBIOTEX España S.L.

**Morada do fabricante:** C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior 2040 - 357 RIO MAIOR [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:** Lavável à mão ou à máquina, com detergente neutro, a 40º, sem detergente, a 40º, sem centrifugação. Evitar produtos abrasivos. Tolerar o secador de tambor a baixa temperatura reduzida. Não passar a ferro. Não usar lixívia. Secar horizontalmente.

## Instruções de Utilização:

O orifício central reduz a pressão na área da orelha.

## Imagens do Artigo:

