

Finalidade:

Bengala ergonómica ajustável, serve para permitir equilibrar o peso corporal ou retirar a carga sobre os membros inferiores ao andar. Indicada para utilizadores que necessitam de um apoio extra para realizarem a sua mobilidade diária em segurança.

Características:

Punho confortável para a mão. Estrutura em alumínio ultra leve.

Punho ergonómico e ultra confortável;

Ponteira dinâmica e articulável;

14 posições de regulação: 2,1 cm (aprox.) distancia entre cada posição;

Peso máximo suportado: 100kg;

Peso: 350g.

Dimensões:

Altura ajustável: 73 a 103 cm;

Cor:

816081.BLUE - Azul;

816081.BLANC - Branco;

816081.NOIR - Preto;

Modelo: 816081.BLUE; 816081.BLANC; 816081.NOIR;

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Marca: Identités

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 – Bd de la Chanterie. 49480 Saint Barthélemy d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior

2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

A bengala deve de ser limpa regularmente com um produto suave de limpeza e um pano macio.

Nunca utilizar produtos oleosos, corre o risco de escorregar. As borrachas devem ser verificadas e mudadas regularmente.

Manter limpo e seco.

Instruções de utilização:

Ajustar à altura desejável para ser utilizada confortavelmente.

Imagens do Artigo:

