

Finalidade:

Calçador de meias normais ou de compressão permite vestir as meias sem esforço. Basta colocar a meia na armação metálica, puxar as pegas que e fazer deslizar a meia sobre a perna.

Características:

Estrutura metálica pintada em epóxi branco.

Peso: 800g

Dimensões: largura 20,5 x profundidade 17,5 x altura 34,5

Diâmetro útil: 10cm

Cor: Branco

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 819175

Marca: Identités

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do DistribuidorRua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Limpar com um pano húmido. Manter limpo e seco.

Instruções de utilização:

Ideal para facilitar o ato de calçar meias de compressão. Poderá ser igualmente usado para calçar todo o tipo de meias.

Basta colocar a meia na armação metálica, puxar as pegas que e fazer deslizar a meia sobre a perna.

Imagens do Artigo: