

Finalidade:

Sistema de alarme SOS portátil para idosos, deficientes, grávidas ou doentes. Este sistema de alarme proporciona segurança para o cuidador e para a pessoa na cama. Em caso de necessidade, a pessoa pode acionar um alarme com o botão SOS. O transmissor pode ser usado como um pendente. O recetor pode tocar ou vibrar para alertar o cuidador.

Características:

Volume ajustável em 4 níveis até 110 dB. Funciona com 2 pilhas AAA LR03 não incluídas e 1 pilha 23ª 12V incluída.
Alcance de 50 m sem obstáculos
Função de vibração ou toque no recetor
O recetor da bateria é portátil, leve-o consigo para qualquer lugar, mantendo-o no bolso ou prenda-o á roupa.
O botão transmissor/chamada é fácil de transportar, pode ser colocado no bolso ou pendurado no pescoço com um cordão.

Dimensões:

Cor: Branco

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva:

Classificação:

Modelo: 819197

Marca: Identités

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Usar um pano macio para evitar arranhões. Nunca utilizar solventes para a limpeza. Manter limpo e seco.

Instruções de utilização:

Fácil de usar. Basta colocar 2 pilhas AAA no recetor, o mesmo toca ou vibra ao pressionar o botão de chamada.

Imagens do Artigo: