MANEQUIM BEBÉ DE REANIMAÇÃO MAN-B1059 **GERIM**ais C/SACO

Finalidade:

Manequim Bebé de corpo inteiro para treino de reanimação.

Características:

Um saco de transporte, pulmão, válvula, cobertura facial, cobertura torácica.

Permite feedback acústico através do botão nas costas.

Cor: Único

Modelo: MAN-B1059

Importador: A.M.I. International kft

Morada do importador:

A.M.I. International kft, Kozúzó . 5/A 2000,

Szentendre. Ungheria HU

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Recomenda-se a limpeza após cada utilização. Desinfectar os lábios e o rosto separando a cobertura facial da cabeça após cada exercício realizado e deixar secar para garantir um bom funcionamento.

Instruções de Utilização:

Assegurar que todas as peças estão corretamente ligadas.

Caso o pulmão deixe de insuflar deverá ser substituído, se o pulmão estiver molhado deixa de funcionar.

Imagens do Artigo:



