

Finalidade: Esfigmomanómetros digital de pulso para medir a pressão arterial sistólica e diastólica, para uma utilização prática, correta e segura.

Características:

Método de medição Oscilométrica .
Display LCD 32mm x 40,5mm (1.26" x 1.59").
Pressurização: Automática;
Medição: Sistólica: 60mmHg~260 mmHg;
Diastólica: 30mmHg~200 mmHg; Pressão:
0mmHg~299mmHg; Precisão: ± 3 mmHg; Batidas:
30 ~ 180 latidos/minuto; Precisão: $\pm 5\%$.
Memória: 300 memória. Funções: Identificação
de impulso cardíaco irregular. Indicador de
classificação WHO/OMS. Média das últimas 3
medições. Detecção de bateria fraca.
Alimentação: 2 pilhas alcalinas AAA. Duração da
bateria: Aprox. 2 meses com 3 medições por dia.
Peso: 67g (sem pilhas);
Circunferência da braçadeira: Aprox.:13,5cm –
21,5cm (5,3" – 8,5")

Cor: Azul e branco

Caixa: Sim

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe IIa

Modelo: DM595

Marca: Logiko Digit

Certificado: DD 60147728 0001

Fabricante: JOYTECH Healthcare,Co. Nº 365,
Wuzhou Road, Hangzhou City, China

Importador: Moretti S.p.A.

Morada do importador: Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona
Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR -
qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: LIMPEZA E
DESINFECÇÃO: NÃO mergulhe o aparelho em água.
Para limpar o seu aparelho, utilize apenas um
pano macio e passe suavemente o pano para não
danificar o visor.

Instruções de Utilização: Para uma utilização
correta do aparelho, consulte cuidadosamente o
manual. Recomenda-se que escreva medições
diárias de modo a consultar um médico para
definir adequadamente um valor normal de
pressão para o seu corpo.

Insira as pilhas, libertar a roupa do braço,
descanse alguns minutos antes de testar usando a
braçadeira.

Imagens do Artigo:

