

MOOVY ELÉCTRICA

Finalidade: Ideal para transportar pessoas com mobilidade reduzida para o duche ou sanita como meio de transferência. Permite a recolha de um paciente sentado na cama uma vez que o assento aberto permite ser deslizado por baixo do paciente. Usando a fivela dupla para maior segurança. Pode utilizar o Botão (Up/Down) cima/baixo para ajustar a altura do assento à altura do paciente.

Características:

Possui quatro rodas com freios, cinto de segurança macio. Encosto e apoio de braços em espuma macia. Contém balde sanitário amovível para uso autónomo. Contém pegadas dobráveis para melhor apoio do paciente. Abertura do assento e altura ajustável. Estrutura em aço galvanizado pintado

Dimensões totais: L. 62,5 x P 78 cm (chão) ou 82 cm (topo). Dimensões do assento: L 47 x P 43 x A 44,5 a 64 cm. Altura do encosto 40,5 cm.

Largura entre braços 45,5 cm.

Peso: 35kg.

Peso máximo do utilizador – 150 kg

Dimensões:

Gerais: L 62,5 x prof 78 x A 82 cm

Assento: L 47 x C 43 x A 44,5 a 64 cm

Cor: Preto e cinzento

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 822013

Marca: Identités

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Utilize detergente neutro para a lavagem regularmente. Manter limpo e seco.

Instruções de utilização:

Ajustar a altura do assento através do botão cima/baixo. Abrir o assento, fechá-lo ao redor do paciente e prendê-lo. Só depois de preso deve proceder à deslocação para o local pretendido.

Imagens do Artigo:

