

**Finalidade:**

Máquina para banho de Parafina, com sistema para ajustar a temperatura e mantém a cera líquida durante muito tempo. Ideal para tratamentos relacionados com secura e tratamentos de Termoterapia para artrite reumatoide e artrite das mãos e pés.

**Características:**

Fonte de alimentação: AC220/240V, 50/60Hz;

Potência máxima: 240W;

Tamanho: 410 x 245 x 250 mm

Peso: 2,3 kg

Com botão de seleção de 4 níveis de temperatura. Temperatura com indicador LED.

Kit: 4 x 453 g de parafina, 1 luva, 1 meia, proteção de nylon, 1 rede de proteção.

**Dimensões:** 41 x 24,5 x 25cm

**Cor:** Branco e verde claro

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Classificação:** Classe IIa

**Modelo:** 838062

**Marca:** I-TECH

**Fabricante:** I.A.C.E.R. Srl

**Morada do fabricante:** Via S.Pertini 24/A – 30030 Martellago (VE) – Italia. Email: [iacer@iacer.it](mailto:iacer@iacer.it);

**Distribuidor Europeu:** Identités

**Morada do Distribuidor:** ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - [www.identites.eu](http://www.identites.eu)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:** Limpar o dispositivo e os seus acessórios utilizando um pano macio. As manchas resistentes podem ser removidas utilizando uma esponja embebida em solução de água e sabão suave. Aguardar a secagem completa antes de utilizar o dispositivo e os seus acessórios. Não utilizar substâncias químicas, solventes ou produtos de limpeza para evitar danos no dispositivo e nos acessórios.

**Instruções de utilização:**

Utilização Clínica/Hospitalar e Doméstica.

Máquina para banho de Parafina, com sistema para ajustar a temperatura e mantém a cera líquida durante muito tempo.

Ideal para tratamentos relacionados com secura e tratamentos de Termoterapia para artrite reumatoide e artrite das mãos e pés.

A Parafina promove a circulação sanguínea e o relaxamento muscular.

Termoterapia para a redução da dor.

**CONTRA INDICAÇÕES:** Não utilizar em ferida aberta ou cortada, em pele vermelha, na presença de neoplasias, problemas de circulação sanguínea, inflamações agudas ou no caso de falta/sensibilidade anormal à temperatura de calor.

\* Ler o Manual atentamente antes de utilizar.

**Imagens do Artigo:**