

**Finalidade:** Cadeira de rodas elétrica é ultra leve e potente é eficiente e fácil de operar. Cabe facilmente na bagageira e em transportes público. Pode ser dobrada e desdobrada em segundos, facilitando as deslocações em viagens.

**Características:**

Alumínio de alta qualidade e estável;  
Motor silencioso integrado 2x SuperPower de 200watts, 24V CC;  
Bateria: 2 x 5.2 Ah 24v CC, iões de lítio;  
Tempo de carregamento da bateria – 2 a 3 horas;  
Tecido macio, respirável e resistente, torna a cadeira confortável.  
Capacidade de carga:135 Kg;  
Peso (sem bateria) – 15kg;  
Peso (com bateria) – 17kg;  
Sistema de travagem: electromagnético;  
Velocidade máxima: 6km/h;  
Tamanho da roda dianteira: 20cm;  
Tamanho da roda traseira: 48cm;  
Capacidade de alcance: 13km;

**Dimensões dobrada:** 34 x 58 x 92 cm;

**Dimensões desdobrada:** 96 x 58 x 92 cm

**Dimensões do assento:** largura 45 x profundidade 45 x altura 48cm.

**Cor:** Preto

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** Dispositivo Médico 2017/745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** HBLD3-D (824048)

**Marca:** E-Foldi

**Fabricante:** SunTech UK Ltd

**Morada do Fabricante:** 25 Ormside Way,Holmethorpe Industrial Estate, Redhill, Surrey, RH1 2LW,UK

**Distribuidor Europeu:** Especialidades Médico Ortopédicas, SL

**Morada do Distribuidor Europeu:** ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - [www.identites.eu](http://www.identites.eu)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:** A limpeza regular ajudará a manter o seu desempenho e prolongar a vida útil da cadeira. As peças de metal e plástico podem ser limpas com um pano húmido com detergente suave. Use um pano macio e sem pelo para polir.

**Instruções de utilização:**

**Ler atentamente o manual de instruções. Respeitar todas as recomendações para garantir a segurança do utilizador da eFoldi (Cadeira de rodas eletrica.)**

**A Cadeira de rodas eFoldi é indicada para utilizar em caminhos para pedestres com superfície suaves e firmes. Não deve ser utilizada sobre superfícies rugosas, lamacentas ou com cascalho solto.**

**Não deve ser utilizada na via pública onde circulam automóveis.**

**Imagens do Artigo:**

