

Finalidade:

Órtese estabilizadora para ligamentos cruzados do joelho feitos de termofabricidade: suporte térmico, elástico e extremamente respirável.

Apoio de rótula, evitando a pressão sobre a rótula e facilitando a flexão e extensão.

Barras laterais em espiral.

Cintas largas de velcro para estabilização.

Material viscoelástico.

Características:

Quatro bandas elásticas ajustáveis em forma de losango para melhor estabilização ligamentar..

Material viscoelástico.

Estabilização medio-lateral da articulação do joelho. Compressão

Micro-massagem à volta da rótula.

Dimensões:

S : 32-34cm

M : 34-36 cm

L : 36-38 cm

XL : 38-41 cm

XXL: 41-44 cm

3XL : 44-49 cm

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: RD561

Marca: Ottec

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

Instruções de utilização:

Lesão ligamentar lateral.

Lesão ligamentar cruzada.

Instabilidade do capsulo-ligamento.

Entorse do joelho.

Reabilitação pós-traumática e pós-operatória.

Imagens do Artigo: