

Finalidade:

Ortótese imobilizadora de pulso com tala. Calor terapêutico: Previne as lesões, atua como analgésico e relaxante muscular. Reduz o tempo de pré-aquecimento. Compressão tridimensional. Melhora a propriocepção. Indicado para: Traumatismo para-articular do punho se fratura ou lesão, Tendinite, Instabilidade articular, Artrose, Osteoartrose degenerativa, Sequelas dolorosas e inflamatórias e Reabilitação.

Características:

Fabricado em Neopreno: Isolamento térmico com elevada elasticidade, compressão e contenção multidireccional. Elasticidade uniforme em todas as direcções. Aumenta a elasticidade dos músculos e dos tendões, aumenta a eficácia na reabilitação e previne lesões. Incorpora uma tala em alumínio adaptável e amovível. Fecho e ajuste em velcro.

Dimensões: Tamanho único

- Esquerdo
- Direito

Cor: Preto**Lote:** Ver embalagem**Data de produção:** Ver embalagem**Diretiva:** Regulamento (UE) 2017 /745**Classificação:** Classe I**Modelo:** MQ01A**Marca:** Neoactive**Declaração de conformidade:** Regulamento 2017/745**Fabricante:** Especialidades Médico Ortopédicas, SL**Morada do fabricante:**

Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com**Manutenção e armazenamento:**

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30°) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

Instruções de utilização:

O produto deverá ser adaptado pelo técnico ortopédico ou pelo médico. O fecho e o ajuste realiza-se com velcro. A tala deverá ser adaptada à anatomia do paciente.

Imagens do Artigo: