

Finalidade:

Ortótese para posicionamento rotativo de ambos os pés ligados por uma barra de arestas rombas, com várias distâncias de posicionamento.

Indicado para Síndrome de torção do membro inferior.

Características:

Ortótese para posicionamento rotativo de ambos os pés ligados por uma barra de arestas rombas, com várias distâncias de posicionamento.

Fixada ao sapato por meio de uma garra ou por rebitagem direta.

Posição de rotação independente. Peça rotativa de elevada resistência. Fácil regulação da rotação.

Moldável para pronação ou supinação.

Dimensões(Distância entre fixações):

S : (15-18-21)cm

M : (24-27-30)cm

L : (30-33-36-39-42)cm

Cor: única

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: FC100

Marca: EMO

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Manter limpo e seco.

Instruções de utilização:

Correção durante a noite de pé boto supinado, pé valgo ou deformidades rotacionais do membro inferior.

Indicado para Pé Equino ou deformidades ósseas.

Imagens do Artigo:

Nota: sapato não incluído

