



TAMANHOS único.

MN600 Ortesis de Thomas

SNS OSN 020B

Órtese dinâmica feita de termoplásticos moldados de baixa densidade.
Válvula dorsal com encaixe Thomas alto.

Peça de extração do polegar medial.

Cintas de apoio amovíveis.

Elásticos ligados a dedais para regular a tensão activa.

EFEITOS

- Extensão das articulações metacarpofalângicas.
- Extensão das articulações interfalangeais.
- Extensão e/ou correcção do desvio lateral dos dedos.
- Rasgamento do polegar.
- Reabilitação da mão traumática ou pós-cirúrgica.

INDICAÇÕES

- Paresia dos nervos radiais.
- Paralisia dos nervos radiais.
- Reabilitador da mão traumática ou pós-cirúrgica.
- Compressão prolongada ou pressão sobre o nervo radial.