

AIR HYBRID

Finalidade:

Colchão com sistema anti escaras e de tratamento de úlceras de pressão, 8 células de ar reguláveis, oferece um excelente alívio de pressão para utilizadores que estejam na cama por períodos prolongados. Adequado para terapia contra a dor. Com capa de Poliuretano desinfetável, lavável, impermeável à urina, fungos e bactérias, no entanto transpirável. Risco Alto.

Características:

8 células de ar reguláveis preenchidas com espuma para um conforto ideal; GELTOUCH®-tecnologia com efeito de arrefecimento; Bordas firmes para proporcionar estabilidade; Capa PU – Extraível; Lavável a 95°C; Desinfetável; Resistente a desinfetantes. Capa para incontinência transpirável. Bainhas soldadas via ultrassom. Espuma visco; Camada superior em Espuma ECOLAST®. Zona elevada para alívio dos calcanhares e zona super suave e macia para alívio da cabeça.

Peso do utilizador: até 250 Kg

Dimensões: 16 x 190 x 90 cm

Cor: Azul

Diretiva: EU 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: HYPAIR090200

Certificado: Declaração de Conformidade

Fabricante: Funke Medical AG

Morada do fabricante:

Ährenfeld 10, 46348 Raesfeld, Alemanha

info@funke-medical.de

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15. Zona Industrial de Rio Maior. 2040-357 Rio Maior, qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Manter limpo e seco. Manter objetos cortantes longe do colchão. Manter longe de fontes de calor.

Imagens do Artigo:

