

**Finalidade:**

Bengala dobrável em 4, muito prática. Cabo anatómico macio e confortável com luz LED na frente, serve para permitir equilibrar o peso corporal ou retirar a carga sobre os membros inferiores ao andar. Indicada para utilizadores que necessitam de um apoio extra para realizarem a sua mobilidade diária em segurança.

**Características:**

Bengala de alumínio dobrável em 4. Punho ergonómico confortável com alça para prender no pulso.

Ponteira de borracha. Luz LED funciona com 2 pilhas AAA (não incluídas).

Ponteira dinâmica e articulável;

Peso máximo suportado: 110kg;

Peso: 345g.

**Dimensões:**

Altura ajustável: 83 a 95 cm.

**Cor:** Preto

**Modelo:** 816091

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Marca:** Identités

**Fabricante:** Identités

**Morada do fabricante:** ZA Pole 49 – Bd de la Chanterie. 49480 Saint Barthélemy d'Anjou, France - [www.identites.eu](http://www.identites.eu)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior

2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com)

**Manutenção e armazenamento:**

A bengala deve de ser limpa regularmente com um produto suave de limpeza e um pano macio.

Nunca utilizar produtos oleosos, corre o risco de escorregar. A ponteira deve ser verificada e mudada regularmente.

Manter limpo e seco.

**Instruções de utilização:**

Ajustar à altura desejável para ser utilizada confortavelmente.

**Imagens do Artigo:**