

Finalidade:

Cadeira de banho Aston oferece funcionalidade, conforto e qualidade para o banho do seu paciente. Pode ser utilizado em versão duche e em versão sanitária graças ao seu equipamento. Possui todos os avanços em termos de manobrabilidade e conforto.

Características:

4 rodas multidirecionais com freios;
 Apoios de braços flexíveis que podem ser facilmente levantados;
 Apoio para os pés duplo levantamento, retrátil, removível e regulável em altura;
 Assento flexível com interior removível para usar como WC. O assento e o encosto são feitos de espuma de alta densidade que não pode ser deformada, à prova d'água e desinfetável.
 O balde de grande capacidade (5 litros) com tampa pode ser removido pela parte traseira.
 O encosto é amovível para facilitar o transporte.
 Estrutura em alumínio pintado anticorrosivo.
 Peso máximo autorizado 250 kg (XL) e 300 kg (XXL)

Dimensões:

XL - Dimensões totais: largura. 65 x profundidade 95x de altura. 98/103 cm. Dimensões do assento: largura. 55 x prof. 42x de altura. 49/54 cm. Altura traseira 47 cm. Altura sob o assento 43/48 cm. Peso 15,5kg.

XXL - versão muito grande da cadeira Aston. Estrutura reforçada para atender pessoas muito fortes. Dimensões totais: largura. 72 x profundidade 87x de altura. 98/103 cm. Peso 19kg. Dimensões do assento: largura. 60 x profundidade 43 x altura. 48/53 cm.

Cor: Branco e azul

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Classificação: Classe I

Modelo: 822178 – XL e 822272 - XXL

Marca: Aston

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior
 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento: Utilize detergente neutro para a lavagem regularmente. Manter limpo e seco. Não utilize produtos abrasivos ou à base de solventes. Utilize um pano limpo e seco. Manter longe de fontes de calor direto ou fonte de frio direto.

A lubrificação é obrigatória e deve ser efetuada uma revisão completa todos os anos.

Em caso de avaria contacte um revendedor autorizado.

Instruções de utilização:

Não exceda o peso máximo suportado para a cadeira. Verifique que todos os componentes estão em boas condições de funcionamento. Antes de cada utilização, os travões e as rodas devem ser verificados. Utilizar apenas em terreno plano.

Os apoios dos pés podem oscilar para fora sempre que o utilizador necessitar.

Os travões devem ser acionados sempre que houver transferência do utilizador.

Imagens do Artigo:

