

**Finalidade:**

Ortótese de imobilização em forma de concha em termoplástico. Posição da articulação em ligeira flexão de 10º.

Indicado para lesões articulares do joelho, entorses de ligamentos, fraturas, pré-operatório e pós-operatório.

Imobiliza a articulação do joelho e evita possíveis movimentos patológicos.

**Características:**

Imobilizador de polietileno moldado em formato de concha. Permite um ajuste fácil e a imobilização do joelho. Posiciona o joelho em ligeira flexão de 10º.

**Dimensões (contorno do joelho em cm/ comprimento)**

S : 30-36/45 cm - Direito ou esquerdo

L : 36-40/50 cm - Direito ou esquerdo

**Cor:** Branco

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** Regulamento (UE) 2017 /745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** RD600

**Marca:** Ortec

**Declaração de conformidade:** Regulamento 2017/745

**Fabricante:** Especialidades Médico Ortopédicas, SL

**Morada do fabricante:**

Camino de La Pascualeta, 40  
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:**

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 º) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcool e solventes podem danificar a peça de vestuário.

**Instruções de utilização:**

A joelheira deve ser adaptada por ortoprotésicos qualificados ou um médico. A escolha certa de tamanho é essencial pra alcançar a máxima eficácia do tratamento e prolongar a vida útil do artigo.

Indicado para lesões articulares do joelho, entorses de ligamentos, fraturas, pré-operatório e pós-operatório.

Imobiliza a articulação do joelho e evita possíveis movimentos patológicos.

**Imagens do Artigo:**