

Silicoplant

Ortesis de silicona viscoelástica

Viscoelastic silicone orthoses
Orthese en silicone viscoélastique
Orthese aus viskoelastischem silikon
Ortesi in silicone viscoelastico
Órtese de silicone viscoelástica



EMO
especialistas
en ortopedia

Juanetera con separador de carrete

Bunion pad with
reel separator

POD402



MADE IN SPAIN



ESPECIALIDADES MÉDICO ORTOPÉDICAS, S.L.
Pol. Ind. La Pascueta, Camino de La Pascueta, 40
46200 Paiporta (Valencia) España
www.emo.es +34 963 132 051

TALLA UNIVERSAL
ONE SIZE

**Bienestar
para tus pies**

Alivio y confort.

Wellness for your feet
Relief and comfort.



especialistas
en ortopedia

Silicoplant
Ortesis de silicona
viscoelástica
Viscoelastic silicone orthoses

Silicoplant

Ortesis de silicona viscoelástica

Viscoelastic silicone orthoses
Orthèse en silicone viscoélastique
Orthese aus viskoelastischem silikon
Ortesi in silicone viscoelastico
Ortese de silicone viscoelástica



EMO
especialista
en ortopedia

POD402 Silicoplant Juanetera con separador de carrete

INDICACIONES

- Protector lateral de hallux valgus.
- Bursitis del hallux valgus.
- Hallux valgus flexible.
- Post-cirugía del juanete.
- Callosidades interdigitales (ojos de gallo o helomas).
- Gota.

CARACTERÍSTICAS

- Cubre lateralmente la zona del juanete y alinea el primer dedo.
- Se sujeta posicionando el aro en primer dedo.
- Fabricado con silicona médica extrablanda.
- Se adapta a la temperatura corporal.
- Lavable.

EFFECTOS

- Descarga lateral del hallux valgus.
- Alineación pasiva de la primera articulación metatarsofalángica en hallux valgus flexible para calzados anchos.
- Evita la formación de callosidades interdigitales.
- Disminuye las presiones en el espacio interdigital.
- Protector de helomas.

Silicoplant Bunion pad com separador de dedos

INDICAÇÕES

- Escudo lateral de Hallux valgus.
- Hallux valgus bursitis.
- Hallux valgus flexível.
- Pós-cirurgia do joanete.
- Calos interdigitais (olhos de galo ou helomas).
- Queda.

CARACTERÍSTICAS

- - Cobrir lateralmente a área do joanete e alinhar o dedo do pé.
- É asegurado através do posicionamento do anel no primeiro dedo do pé.
- - Feito com silicone médico extra suave.
- Adapta-se à temperatura corporal.
- Lavável.

EFEITOS.

- Descarga lateral de hallux valgus.
- Alinhamento passivo do primeiro metatarsofalangeal
- Evita a formação de calos interdigitais. It reduces
- as pressões no espaço interdigital.

TODAS LAS ORTESIS DE PODOLOGÍA EMO EN:

ALL PODIATRY ORTHOSES EMO IN:

www.emo.es +34 963 132 051

