

Finalidade:

Assento de banheira permite tomar banho confortavelmente sentado. O assento fica apoiado na borda da banheira. Permite que o utilizador se sente na cadeira fora da banheira e deslize para dentro sem se levantar. Tem saboneteira incorporada.

Características:

Estrutura em alumínio não corrosivo.

Peso máximo suportado: 130kg

Adapta-se à maioria das banheiras.

Dois pés dentro da banheira e dois pés fora da banheira para deslizar para dentro da banheira de forma segura.

Dimensões:

Dimensão total: Largura 106 x profundidade 46,5 x altura 79,5 a 89,5cm;

Dimensão assento: largura 50 x prof. 39,5 x altura 46 a 56cm;

Peso: 6,5 kg

Cor: Branco

Modelo: 812082

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Declaração de conformidade: Regulamento (UE) 2017 /745

Marca: Identités

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

A manutenção do produto consiste nos procedimentos de limpeza e manutenção. O utilizador tem de se certificar da integridade estrutural do dispositivo e dos seus componentes. Manter o artigo limpo e seco. Tem de ser limpo regularmente com água morna e produtos não abrasivos. Em caso de avaria não repara o produto sozinho.

Manter longe de fontes diretas de calor.

Instruções de utilização:

Adapta-se a todos os modelos das sanitas tradicionais/clássicas. A sua fixação é simples, basta colocar o assento diretamente na sanita, depois de levantar o assento da sanita, e empurrá-lo para baixo para o fixar. Por favor, verifique a estabilidade e a força antes de se sentar.

Sentar e deslizar para o interior da banheira.

Imagens do Artigo: