

**Finalidade:**

Balança quadrada para registar o peso corporal de pessoas. Leitura fácil

**Características:**

Balança doméstica analógica.

Tapete antiderrapante.

Roda de ajuste.

Escala: 1Kg

Peso máximo a medir: 160kg

**Cor:** Preta

**Dimensões:** 36 x 36,5 x 6,5 cm

**Lote:** Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

**Data de produção:** Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

**Diretiva**

**Classificação:**

**Modelo:** LTK652

**Marca:** Kyara (Moretti);

**Distribuidor:** Moretti S.p.A

**Importador e Distribuidor:** Gerimais, Lda;

**Morada do Importador e Distribuidor:**

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com)

**Manutenção e armazenamento:**

Use um pano húmido e não abrasivo, detergentes neutros para limpar a balança. Detergentes à base de cloro, solventes orgânicos ou detergentes alcalinos podem causar danos no artigo.

**Instruções de Utilização:**

Colocar a balança em piso liso, rígido, estável e nivelado, antes de utilizar.

Garanta que o ponteiro está posicionado em 0 (zero). Para regular/calibrar, rode a roda de regulação até que o ponteiro está alinhado com o 0 (zero). Pise a plataforma com um pé de cada vez. Se pisar a plataforma de forma abrupta o seu funcionamento pode ficar prejudicado.

Para uma leitura adequada. Depois de estar em cima da plataforma deve permanecer imóvel.

**Imagens do Artigo:**