



## PRODUTOS

[Homepage](#) / [Produtos](#) / [Canadianas](#) / **Canadiana ACCESS COMFORT**

### Canadiana ACCESS COMFORT



<b>Peso</b>	480g
<b>Peso Máx. Utilizador</b>	130 Kg
<b>Altura do Punho</b>	705-995 mm
<b>Regulação em Altura</b>	14 passos com intervalos de 25 mm
<b>Altura do Apoio de Braço</b>	221 mm
<b>Pega</b>	Macia
<b>Cores</b>	



Ficha Técnica  [Download do Catálogo](#)

A nova Canadiana ACCESS COMFORT combina conforto e inovação para dar ao utilizador a máxima segurança e independência. Com um design de vanguarda, esta canadiana beneficia de técnicas inovadoras, desconhecidas ainda no mercado da mobilidade.

O seu formato possibilita apoiar ou pendurar a Canadiana na extremidade de um móvel, sem que a mesma caia, e um pequeno dispositivo de bloqueio, que permite manter as canadianas de pé entre si, sem necessidade de acessórios adicionais.

Na parte inferior do encosto de braço existe um pequeno dispositivo que permite sobrepor as Canadianas lateralmente, facultando ao utilizador a possibilidade de se apoiar no corrimão de uma escada com uma mão, e na Canadiana com a outra.

A Canadiana ACCESS COMFORT possui uma estrutura patenteada de tubos de alumínio de alta qualidade para obter a máxima resistência, com o mínimo peso, e ponteira anti-derrapante substituível, com design flexível para máximo contacto e aderência com o chão, mesmo em planos inclinados.

[Ver onde Comprar](#)