BENGALA STABILICANE 816200



Finalidade:

A bengala Stabilicane apresenta uma ponta estabilizadora revolucionária. Esta ponta gira 360°, o que dá um efeito muito dinâmico e seguro ao caminhar. Quando se coloca no chão, a bengala fica em pé sozinha, com extraordinária estabilidade. É dobrável. O cabo ergonômico em biomaterial flexível é muito confortável.

Características:

Estrutura de alumínio leve e resistente.

Diâmetro da base 9 cm.

Peso 400gr.

Resistência: 150Kg

Dimensões:

Altura regulável de 77 a 95 cm.

Modelo:

816200.bleu 816200.noir

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: (EU) 2017/745

Classificação: Classe I

Marca: Identités

Declaração de conformidade: (EU) 2017/745

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 – Bd de la

Chanterie. 49480 Saint Barthélemy d'Anjou, France -

www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,

nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO

MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Usar um pano macio para evitar arranhões. Nunca utilizar solventes para a limpeza. Manter limpo e seco.

Instruções de utilização:

Bengala muito estável para os utilizadores que necessitam de um apoio extra para realizarem a sua mobilidade diária em segurança.

Imagens do Artigo:







