

Finalidade:

Almofada de dormir com dupla densidade na zona cervical, permite maior estabilidade e um sono mais confortável.

Características:

Núcleo: viscoelástico com dupla densidade

Parte extra para regular altura.

Capa protector do núcleo.

Capa: Respirável e antiderrapante (100% poliéster) e amovível.

Medidas: 60 x 35 x 10 cm

Lote: Ver embalagem

Cor: Branco

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: EV1130

Marca: EvoSense

Fabricante: Evoluxion Health, Lda.

Morada do fabricante:

Rua Hermano Neves, 18 - 3º Piso - E7
1600-477 Lisboa, Portugal,
export@evoluxionhealth.com

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona
Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR -
qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Manter limpa e seca, longe de fontes de calor directo. Não molhar o núcleo. Capa amovível e lavável na máquina. Não utilizar lixívia.

Instruções de Utilização:

Almofada de dormir com dupla densidade na zona cervical, permite maior estabilidade e um sono mais confortável. Ajustar a altura da almofada com a parte extra, e se na zona cervical preferir menos altura pode retirar o rolo do interior.

Imagens do Artigo:

Dupla
densidade



Parte
extra

