

Finalidade: Maca rígida de transferência de alta densidade, indispensável para garantir a imobilidade do paciente em caso de acidente em terra ou em água.

Características:

Tamanho: 183x42x4,4cm

Peso: 6,1kg

Capacidade de carga: 275kg

Cor: Cor de Laranja

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: EM250

Marca: Easyred

Declaração de conformidade: Directiva CE 93/42

Fabricante: Moretti S.p.A.

Morada do fabricante: Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão
Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-
357 RIO MAIOR

Instruções de Utilização:

- 1) Coloque a Maca de transferência junto ao paciente.
- 2) Transfira cuidadosamente o paciente para a Maca.
- 3) Imobilize o paciente utilizando os cintos normais ou a precintas de aranha.
- 4) É possível mover a Maca de diferentes ângulos, graças às diversas alças.

Manutenção e armazenamento:

- 1) Apenas pessoal qualificado pode utilizar este produto e prestar assistência à pessoa lesada; prestar atenção, sobretudo, no caso de lesões na coluna.
- 2) Não usar este artigo para outra coisa senão o que está indicado neste manual
- 3) Moretti SpA não é responsável por usos não indicados neste manual

Limpeza

Utilizar água e desinfetante não agressivo, secar longe dos raios solares.

Imagens do Artigo:

