

## CADEIRA SANITÁRIA 3 EM 1 BW600

### Objetivo:

A sanita dobrável em alumínio leve pode ser rapidamente desmontada para facilitar o transporte e a arrumação da cadeira. O assento robusto da sanita proporciona apoio e segurança extra a quem tem mobilidade reduzida.

### Características:

Alumínio anodizado, 4 ponteiros antiderrapantes, assento e encosto almofadados, regulável em altura, bacio incorporado

Função: Cadeira de quarto, cadeira sanitária, cadeira de banho e elevador de sanita

Peso máximo: Utilizadores até 130 kg.

**Medidas:** 54 x 47 x 83 - 93 cm

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Azul

**Data de fabrico:** Ver embalagem

**Modelo:** BW600

**Marca:** BWave

### Manutenção e armazenamento:

A cadeira deve ser inspecionada regularmente quanto a sinais de danos ou desgaste. Por favor verifique:

- Danos na tubagem, incluindo dobras ou fissuras nas juntas dos tubos.
- Botões desgastados ou soltos ou orifícios alongados
- Punhos soltos ou gastos

### Instruções de utilização:

Retire as peças do produto da caixa

Monte a moldura primeiro

Coloque no encosto

Coloque o assento e o balde

Certifique-se de que a cadeira está nivelada antes de a utilizar.

### Imagem do produto:

