

ELEVADOR DE SANITA BW700 E BW705

Objetivo:

Alteador de sanita ideal para prevenir dores e excesso de esforço em pessoas cuja mobilidade é reduzida.

Características:

PVC com ou sem tampa
Assento ergonómico

Peso máximo: Utilizadores até 136 kg.

Medidas: 35 x 40 x 10 cm

Lote: Ver embalagem

Cor: Branco

Data de fabrico: Ver embalagem

Modelo:

BW700 - sem tampa
BW705 - com tampa

Marca: BWave

Manutenção e armazenamento:

A cadeira deve ser inspecionada regularmente quanto a sinais de danos ou desgaste. Por favor verifique:

- Danos na tubagem, incluindo dobras ou fissuras nas juntas dos tubos.
- Botões desgastados ou soltos ou orifícios alongados
- Punhos soltos ou gastos

Instruções de utilização:

Retire as peças do produto da caixa
Monte a moldura primeiro
Coloque no encosto
Coloque o assento e o balde
Certifique-se de que a cadeira está nivelada antes de a utilizar.

Imagem do produto: