

BENGALA AJUSTÁVEL QUADRIPODE COMPACTO PRATEADO BM100

Objetivo:

Um auxiliar para caminhar serve para ajudar aqueles que têm uma capacidade de locomoção limitada.

Características:

Estrutura: Alumínio pintado + PVC

Punhos: macio. Aderência em ângulo. Ajustável em altura

Peso máximo: Utilizadores até 136 kg.

4 ponteiros antiderrapantes (borracha)

Medidas: 90 a 114 cm

Lote: Ver embalagem

Cor: Prateado

Data de fabrico: Ver embalagem

Modelo: BM100

Marca: BMotion

Manutenção e armazenamento:

A bengala deve ser inspecionado regularmente quanto a sinais de danos ou desgaste. Por favor verifique:

- Danos na tubagem, incluindo dobras ou fissuras nas juntas dos tubos.
- Botões desgastados ou soltos ou orifícios alongados
- Punhos soltos ou gastos

Instruções de utilização:

- 1.Consulte um profissional de saúde antes de utilizar qualquer dispositivo de mobilidade assistida.
- 2.Não se destina a ser utilizado em pesos com gelo ou outras superfícies escorregadias, pois pode escorregar.
- 3.Certifique-se de que os botões bloquearam firmemente as secções da bengala na posição.
- 4.Se o cabo ou a ponta se soltarem, ou se a bengala ficar danificada, pare imediatamente de a utilizar.

Images du produit: