

## MESA REGULÁVEL DE COMER NO LEITO PREMIUM TB100

### Objetivo:

Multifunção: mesa auxiliar e compacta. Ideal para trabalhar na beira da cama, no sofá ou simplesmente como uma mesa móvel. Altura ajustável: Pode ajustar a altura como melhor se adequa à necessidade. É muito fácil de transportar de uma sala para outra, pois incorpora 4 rodas.

### Características:

Aço epóxi, regulação da rotação

Tampo da mesa: 60 x 38,5 , regulável em altura, 4 rodas com travões

Função: Mesa móvel, superfície regulável em altura, concebida para ser utilizada com vários tipos de camas e cadeiras.

Peso máximo: Utilizadores até 15 kg.

**Medidas:** 62 x 62 x 72 – 110 cm

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Wood

**Data de fabrico:** Ver embalagem

**Modelo:** TB100

**Marca:** Evoluxion Home

### Manutenção e armazenamento:

A cadeira deve ser inspecionada regularmente quanto a sinais de danos ou desgaste. Por favor verifique:

- Danos na tubagem, incluindo dobras ou fissuras nas juntas dos tubos.
- Botões desgastados ou soltos ou orifícios alongados
- Punhos soltos ou gastos

### Instruções de utilização:

Retire as peças do produto da caixa

Monte a moldura primeiro

Coloque no encosto

Coloque o assento e o balde

Certifique-se de que a cadeira está nivelada antes de a utilizar.

### Imagem do produto:

