

## ELEVADOR DE SANITA CONFORT BW710 E BW715

**Objetivo:**

Alteador de sanita ideal para prevenir dores e excesso de esforço em pessoas cuja mobilidade é reduzida.

**Características:**

PVC com ou sem tampa, assento TPR (assento macio)  
Assento ergonómico

Peso máximo: Utilizadores até 136 kg.

**Medidas:** 35 x 40 x 10 cm

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Branco

**Data de fabrico:** Ver embalagem

**Modelo:**

BW710 - sem tampa  
BW715 - com tampa

**Marca:** BWave

**Manutenção e armazenamento:**

A cadeira deve ser inspecionada regularmente quanto a sinais de danos ou desgaste. Por favor verifique:

- Danos na tubagem, incluindo dobras ou fissuras nas juntas dos tubos.
- Botões desgastados ou soltos ou orifícios alongados
- Punhos soltos ou gastos

**Instruções de utilização:**

Retire as peças do produto da caixa  
Monte a moldura primeiro  
Coloque no encosto  
Coloque o assento e o balde  
Certifique-se de que a cadeira está nivelada antes de a utilizar.

**Imagem do produto:**