

**Finalidade:**

Degrau de acesso a banheira, permite o acesso com mais facilidade, com altura de 12 cm.

Estabilidade excecional, com superfície com textura antiderrapante. Pode ser empilhado para dar mais altura. Ao instalar 2 bancos empilhados fica com 18,5 cm.

**Características:**

Degrau de acesso a banheira: Com 12 cm de altura. Tampo com textura antiderrapante. Permite ser empilhado. Com encaixe lateral para encaixe lateral dos degrau/banco.

Superfície plana na parte superior: largura. 44 x prof. 35 cm. Geral: 50 x 39 cm.

Peso 1,2 kg.

Peso máximo autorizado 190 kg.

**Dimensões:**

Dimensões totais : largura 56 x profundidade 53 x altura 85 cm

**Cor:** Branco

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Modelo:** 812225

**Marca:** Identités

**Fabricante:** Identités

**Morada do fabricante:** ZA Pole 49 – Bd de la Chanterie. 49480 Saint Barthélemy d'Anjou, France - [www.identites.eu](http://www.identites.eu)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:**

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR  
[qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com)

**Manutenção e armazenamento:**

Utilizar em solo nivelado.

Manter limpo e seco. Não utilizar produtos de limpeza abrasivos. Manter longe de fontes directas de calor. Guardar nivelado.

**Instruções de utilização:**

Degrau confortável e versátil, permite entrar e sair da banheira com mais facilidade.

Permite empilhar para criar degraus com alturas diferentes ou colocar lado a lado e encaixar para criar uma base maior com estabilidade.

**Imagens do Artigo:**