

## Finalidade:

Pijama para incontinência, curto ou comprido, impede que o utilizador tenha acesso à fralda e a sua manipulação. Tem um fecho de correr com protector para evitar esfregar contra o paciente.

## Características:

20% Algodão e 50% poliéster.

Fecho com protector.

### Pijama Curto



### Pijama Comprido



**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Branco

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe I

**Modelo:**

MODELO	VERSÃO	TAMANHO	REFERÊNCIA
Pijama	Curto	S	201400
		M	201402
		L	201404
		XL	201406
		XXL	201408
	Comprido	S	201410
		M	201412
		L	201414
		XL	201416
		XXL	201418

**Marca:** UBIO

**Dimensões:** ver medidas na tabela

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** UBIOTEX España S.L.

**Morada do fabricante:** C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior – 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:** Lavar à mão ou à máquina. Temperatura máxima 30°C; Não usar lixívia. Pode ser engomado a baixa temperatura. Pode ser limpo a seco.

**Instruções de Utilização:** Evita a manipulação da fralda por parte do utilizador. Recomendado para doentes com doença de Alzheimer ou outras doenças degenerativas que resultam em manipulação indesejada de fraldas, feridas, etc. Recomendado para uso noturno. É utilizado para substituir os imobilizadores tradicionais, tais como os cintos de retenção.

## Imagens do Artigo:

### Pijama curto

CONTORNO	S	M	L	XL	XXL
Comprimento	98cm	99cm	101cm	103cm	105cm
Manga	31cm	32cm	33cm	34cm	35cm
Comprimento da perna	36cm	38cm	38cm	40cm	42cm
Ombro	57cm	58cm	59cm	60cm	61cm
Peito	122cm	128cm	134cm	142cm	148cm
Punho	9cm	9cm	9cm	9cm	9cm
Fecho de correr nas costas	57cm	57cm	58cm	59cm	60cm
Fecho de correr na perna	72cm	76cm	76cm	80cm	84cm



### Pijama comprido

CONTORNO	S	M	L	XL	XXL
Comprimento	138cm	144cm	145cm	150cm	153cm
Manga	58cm	59cm	60cm	61.5cm	62.5cm
Comprimento da perna	70cm	72cm	72cm	77cm	79cm
Ombro	58cm	59cm	60cm	61cm	62cm
Peito	122cm	128cm	136cm	144cm	150cm
Punho	9cm	9cm	9cm	9cm	9cm
Fecho de correr nas costas	56cm	56cm	58cm	58cm	60cm
Fecho de correr na perna	140cm	144cm	144cm	154cm	158cm

