

Finalidade:

A bicicleta ergométrica versátil para reabilitação de membros inferiores e reabilitação cardíaca, promove a estimulação do coração e dos pulmões, melhorando assim a resistência e a capacidade aeróbica, oferece uma maneira eficaz de fortalecer seus músculos trabalhando pernas, quadríceps, isquiotibiais, gêmeos e glúteos.

Uso regular não intensivo.

Características:

Possui um console de tela LCD grande para boa visibilidade com 8 funções integradas.

- *Tempo* : A duração da sessão decorrida
- *Distância* : Distância percorrida durante cada sessão
- *Velocidade* : Exibe a velocidade atual em km/h
- *Calorias* : Estimativa de calorias queimadas
- *Frequência cardíaca* : o medidor exibe sua frequência cardíaca em batimentos por minuto (BPM)
- *RPM* : Indica o número de rotações do pedal por minuto
- Ajuste vertical e horizontal do selim para adotar a melhor postura
- Pedais pesados e alças ajustáveis
- Guidão de triatlo ajustável
- Rodas móveis e dimensões do MED-518 ideais para uso doméstico (95 x 55 x 137 cm)
- Estabilizador de nível traseiro para fixar a bicicleta ao solo
- Altura do chão ao assento: 80 a 110 cm.
- Peso 28 kg.
- Peso máximo autorizado 120 kg

Dimensões: 95 x 55 x 137 cm

Cor: Branco

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 535035

Declaração de conformidade:

Marca: Identités

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 – Bd de la Chanterrie.
49480 Saint Barthélemy d’Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15,
Zona Industrial Rio Maior
2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Utilize apenas um pano húmido e sabão neutro. Em seguida, seque bem antes de usar. Não utilize jatos de água diretos; Utilize água a uma temperatura não superior a 30°C ; Não utilize máquinas de fundição de água e /ou vapor. A pedaleira deve receber manutenção regular e deve ser verificada diariamente para funcionar corretamente. É aconselhável substituir imediatamente as peças gastas ou partidas, pois podem causar danos ao paciente.

Instruções de utilização:

Certifique-se de que todos os parafusos estão completamente apertados antes da utilização. Coloque o produto permanentemente e sobre uma superfície plana. Siga o manual de instruções.

Imagens do Artigo: