

## APOIO DE BRAÇOS EVOSENSE EV1250

**Objetivo:**

Solução ideal para conforto e proteção para os seus braços e para proporcionar o máximo de conforto. São almofadas para braços de cadeira de rodas, promovem o alívio de pressão nos braços, perfeitas para quem passa longos períodos sentado.

**Características:**

Núcleo: Espuma PU

Capa: Tecido de poliéster bi-elástico com revestimento de poliuretano.

Base antiderrapante de qualidade superior.

Dispõe de fitas de fixação com velcro para se ajustar à cadeira ou cadeirão.

Vendido ao Par

**Medidas:**

25 x 7,5 x 3 cm

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Preto

**Data de fabrico:** Ver embalagem

**Modelo:** EvoSense

**Ref:** EV1250

**Marca:** Evoluxion

**Manutenção e armazenamento:**

Capa amovível. Para manter a higiene e prolongar a vida útil da capa de poliuretano da sua almofada, siga estas recomendações:

1. Lavagem à mão ou à máquina:

- À mão: utilizar um pano húmido com água morna e sabão neutro. Esfregue suavemente e enxagúe com um pano limpo.

- Lavagem na máquina: Utilizar um ciclo suave com água fria ou morna (máximo 30°C). Utilizar um detergente suave, sem lixívia ou amaciadores de roupa. Não misturar com roupa com texturas rugosas que possam danificar a capa.

2. Secagem: Secar ao ar, evitando a exposição direta ao sol.

3. Outras recomendações: Não passar a ferro, pois o calor pode danificar o poliuretano. Não utilizar lixívia ou produtos abrasivos, pois podem desgastar a capa. Se houver manchas difíceis, utilizar uma esponja macia com uma solução 1:1 de água e vinagre branco.

**Instruções de utilização:**

Colocar o apoio de braços na cadeira escolhida e fixá-lo para garantir o conforto e a segurança do utilizador.

**Imagem do produto:****Evoluxion Health, Lda**

Rua Hermano Neves 18- 3º Piso – E7  
1600-477 Lisboa, Portugal

+351 925 568 105 [✉ export@evoluxionhealth.com](mailto:export@evoluxionhealth.com)

**Green Visco Spain, S.L.**

Avda Jose Maria Alcaraz y Alenda, Num.2, Esc. 1, Planta 1, Puerta 1  
06011 – Badajoz, España

+34 634 058 47 [✉ comercial@greenvisco.com](mailto:comercial@greenvisco.com)