

Finalidade:

Ortótese para o úmero, em termoplástico moldado. Adaptação em forma de concha para o úmero.

Indicado para:

Tratamento das fracturas do úmero.

Características:

O revestimento interior almofadado evita o deslizamento, para além de amortecer. Correias de velcro com extremidades ajustáveis e amovíveis. Cinta elástica de fixação para o ombro contralateral. Peças articulares para o fabrico de ortóteses ou moldes funcionais. Forma distal segundo a curva de flexão do cotovelo. Modelação proximal até ao acrómio para evitar a rotação.

Medidas: Comprimento do braço / perímetro em cm.

S (28/25 cm),

M (32/30 cm),

L (37/35 cm),

XL (37/+35 cm).

S (LARGURA) (28/35 cm)

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: FBR10

Marca: EMO

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia), Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Durante a lavagem, se a peça tem Velcro, eles devem ser coladas umas às outras ou mantê-los fechados. Seca-se à temperatura ambiente. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário. Não expor diretamente a uma fonte de calor direto.

Instruções de utilização:

Siga as instruções do fabricante para a colocação adequada da órtese. Siga as instruções ou recomendações do prescritor ou pessoal de saúde. Para uma adaptação personalizada, consulte um especialista. Se a dor persistir, é aconselhável entrar em contato com um profissional de saúde.

Imagens do Artigo: