

Finalidade:

Ortótese de Pulso. Incorpora Tala de alumínio maleável e extraível e cinta elástica para fácil ajuste.

Efeitos: Estabilização e apoio para a articulação do pulso.

Indicado para traumatismo do pulso, entorse recorrente do punho. Sequelas dolorosas ou inflamatórias, tendinite, pós-operatório. Osteoartrite degenerativa.

Imobilização controlada.

Características:

Feito de tecido elástico respirável, aumenta a sensação de conforto durante o seu uso.

Tala de alumínio maleável e extraível.

Ajuste com velcro.

Cobre o punho. Tecido de malha: Poliamida: 70%, Elastano: 30% - Tecido interior: Algodão: 70%, Poliéster: 30%

Dimensões: Contorno do Pulso:

S (12-15cm) – Direito ou Esquerdo;

M (15-17cm) – Direito ou Esquerdo;

L (17-19cm) – Direito ou Esquerdo;

XL (19-21 cm) – Direito ou Esquerdo;

Cor: Bege ou Cinza

Lote e Data de Produção : Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: MQ401

Marca: Alfalastic

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,

nº 15, Zona Industrial Rio Maior

2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Lave periodicamente com água morna (máximo 30º), sabão neutro e deixe secar ao ar. Durante a lavagem, os velcros devem ser colados ou mantidos fechados. Não exponha a fontes diretas de calor, como superfícies quentes, luz solar direta e outras fontes de ignição.

Instruções de utilização:

Inserir a ortótese no pulso e ajuste a mesma com a ajuda dos velcros. Para que o artigo mantenha suas propriedades de compressão, a ortótese deve adaptar-se à área afetada sem causar desconforto ou incomodo durante o uso.

Imagens do Artigo:

