

**Finalidade:**

Imobilizador da articulação do pulso e da articulação do polegar em posição funcional, inibe a dor durante os períodos de descanso.

Indicado para artrose, tendinite de Quervain, trauma, pós-operatório, entorses, inflamação aguda ou crónica da articulação.

**Características:**

Incorpora tala de alumínio na palma amovível. Colocação com uma mão graças à lycra elástica na área radial. Tratamento antibacteriano Themy-Tex: inibe o crescimento de bactérias causadoras de odores, crescimento fúngico e absorve o suor.

Fecha com velcro.

**Dimensões:** Contorno do pulso em cm

S (12-15 cm),

M (15-17 cm),

L (17-19 cm),

XL (19-21 cm).

Direito ou Esquerda

**Cor:** Beje ou Cinza

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** Dispositivo Médico 2017/745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** MQ415

**Marca:** EMO

**Fabricante:** Especialidades Médico Ortopédicas, SL

**Morada do fabricante:**

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior. 2040-357 RIO MAIOR  
- [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com)

**Manutenção e armazenamento:**

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 º) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário

**Instruções de utilização:**

O artigo deve ser ajustado por um protésico ou médico, individualmente a cada paciente. A escolha correta do tamanho é essencial para a eficácia máxima do tratamento e prolongar a vida útil do artigo.

**Imagens do Artigo:**