# CARRINHO PARA MONITOR SINAIS VITAIS CO150 Geri Mais



### Finalidade:

Carrinho para equipamento eletromédico (monitores de sinais vitais), sem haste, suporte de cabo com base de fixação. Cesta

Peso: 13 Kg

#### Características:

Alumínio

Carga máxima 1ª prateleira: 18 Kg

Peso: 13 Kg

**Dimensões:** 53 x 85 a 110 cm

Modelo: CO150;

Caixa: 1 Unidade;

Cor: Branco

Certificado de conformidade: Diretiva

93/42/CEE;

N.º de Série e Lote: Descritos na Etiqueta

existente no artigo;

Fabricante: MORETTI S.p.A.;

Morada do fabricante: Via Bruxelles, 3 -Meleto Reg. Imp. Arezzo 3932 52022 Cavriglia

(Arezzo);

Importador e Distribuidor: Gerimais, Lda;

Morada do Importador e Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15 - Zona Industrial Maior, 2040-357 Rio Maior

qualidade@gerimais.com.

#### Manutenção:

Manter limpo e seco.

## Instruções de Utilização:

Utilizar o carrinho para transporte de monitores de sinais vitais em ambiente hospitalar, clinicas, centros de saúde. Não ultrapassar o peso na 1ª prateleira.

Imagens do Artigo.



