

Finalidade: Bengala quadripé com punho permite uma maior estabilidade a quem tem problemas de equilíbrio mas sem problemas de braços.

Características:

Bengala de 4 pernas de aço, uma pega em pvc aberta e pontas de borracha antiderrapante.

Ajustável em altura a cada 2,5 cm.

Peso máximo de carga: 226 Kg

Dimensões: L 15,5 x P 20,5 cm; Altura ajustável: 74 a 97 cm

Cor: Preto

Caixa: Sim

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: RH720

Marca: DIMED

Certificado de Conformidade: directiva CE 93/42

Fabricante: Moretti S.p.A.

Morada do fabricante: Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão
Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-
357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Utilize apenas um pano húmido para remover o pó, use um pano húmido com um sabão suave para remover a sujidade mais difícil. Seque bem antes de utilizar.

Instruções de Utilização: Quadripé ajustável em altura a cada 2,5cm. Ter muito cuidado em superfícies molhadas e escorregadias.

Imagens do Artigo:

