

## VISCOELASTICA

**Finalidade:** Proporciona um apoio óptimo devido à sua forma anatómica e as suas propriedades de alívio de pressão lombar. Fabricada em espuma viscoelástica de uma peça, conserva a forma mesmo em períodos prolongados de uso.

**Características:** Tecido transpirável (100% transpirável) Núcleo viscoelástico injetada de alta densidade.

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Preto

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:**

**Modelo:** 607110

**Marca:** UBIO

**Dimensões:** 37 x 35 x 10cm

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** UBIOTEX España S.L.

**Morada do fabricante:** C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior 2040 - 357 RIO MAIOR [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

### Manutenção e armazenamento:

Lavagem à mão ou à máquina com produtos não abrasivos. Temperatura máxima 40°C. Não utilizar lixívia. Pode ser engomado. Pode ser seco na máquina de secar.

**Importante:** Não molhar o interior da Almofada

**Instruções de Utilização:** Escovar ou sacudir periodicamente a capa para manter a almofada em condições ótimas. Limpar a mão com pano húmido e com produtos neutro.

**Importante:** Não molhar o interior da Almofada

### Imagens do Artigo:

